



MICROCURRENT FACE-LIFT PEN | 6 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



MicroCurrent
Face-Lift Technology



Ultra-Gentle Contouring
& Firming Spheres



Anti-Aging
Massage Technology



Low-Voltage
Current

Piele

tinerească
în câteva
minute



Create your personal
Skincare Routine

și descarcă aplicația noastră GESKE



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



BINE DE ȘTIUT

SFATUL 01

Asigurați-vă că dispozitivul este uscat înainte de a porni MicroCurrent Face-Lift Technology.

SFATUL 02

Utilizați întotdeauna gelul nostru hidratant MicroCurrent special conceput pentru a îmbunătăți efectul sesiunii dvs. Utilizarea gelului GESKE MicroCurrent este obligatorie pentru orice sesiune de lifting.

SFATUL 03

Curățați dispozitivul cu un detergent pentru dispozitive GESKE după fiecare utilizare.



Pulsații SmartSonic

■ 3 niveluri de viteză



Microcurrent

■ 3 intensități



Pornit/Oprit

Apăsați timp de 1-2 secunde

 Timp de încărcare 2,5 ore



Conturează și oferă fermitate

Piele tonifiată



Masaj anti-îmbătrânire

Strălucire tinerească

STĂPÂNIȚI PRIMII PAȘI

Vezi primele semne de îmbătrânire în jurul nasului și al buzelor? Încearcă Pen pentru lifting facial MicroCurrent SmartAppGuided™ | 6 în 1 pentru proprietățile sale unice anti-îmbătrânire.



LIFTING COMPLET AL FEȚEI ȘI GÂTULUI

PREGĂTIRE

Începeți cu tenul curat și aplicați gelul nostru hidratant special conceput MicroCurrent Gel.

PORNIRE

Porniți SmartSonic Pulsation Technology și MicroCurrent Face Lift Technology ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde. Selectați intensitatea dorită folosind butoanele „Plus” și „Minus”.

RIDICĂ

Așezați Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres sub ochi, lângă nas. Glisați dispozitivul în jurul ochilor, a ridurilor din jurul gurii și pe maxilar, repetând fiecare mișcare de mai multe ori pe ambele părți ale feței.

FINALIZARE

Oprți dispozitivul ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde și clățiți-l cu apă pentru a-l curăța. Curățați dispozitivul cu un detergent pentru dispozitive GESKE după fiecare utilizare.



LIFTING PENTRU MĂINI ÎNTINERITE

PREGĂTIRE

Spălați-vă pe mâini cu un săpun blând, apoi ștergeți-vă. Aplicați gelul nostru hidratant MicroCurrent pe dosul mâinilor.

PORNIRE

Porniți SmartSonic Pulsation Technology și MicroCurrent Face Lift Technology ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde. Selectați intensitatea dorită folosind butoanele „Plus” și „Minus”.

RIDICĂ

Așezați Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres sub unghia degetului mic. Glisați dispozitivul de trei ori în jos pentru fiecare deget până ajungeți la încheietura mâinii. Apoi, glisați dispozitivul în cercuri mici acoperind toate zonele dosului mâinii. Repetați aceste proceduri pe cealaltă mână.

FINALIZARE

Oprți dispozitivul ținând apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde și clățiți-l cu apă pentru a-l curăța. Curățați dispozitivul cu un detergent pentru dispozitive GESKE după fiecare utilizare.

Creați-vă rutina personalizată de îngrijire a tenului

și Descărcați aplicația noastră GESKE



Aplicație avansată



Ghidare video



Scanarea pielii cu IA



Sfaturi de la experți



Ghid personal



Recompense în aplicație



INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ. CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Citiți informațiile de siguranță înainte de prima utilizare. Păstrați ambele instrucțiuni de utilizare.

Produsul dvs. dintr-o privire

Produsul dvs. este un dispozitiv MicroCurrent multifuncțional. Este sigur pentru a fi utilizat de până la 3 ori pe săptămână, dar nu mai mult de o dată pe zi. Vă rugăm să nu îl utilizați mai frecvent. Pentru siguranță maximă și rezultate ideale, urmați întotdeauna rutina dvs. personalizată de skincare, creată prin intermediul aplicației GESKE.

Utilizare prevăzută

Dispozitivele noastre Geske MicroCurrent Face-Lift Pen și Hello Kitty MicroCurrent Face-Lift Pen Device sunt destinate stimulării gâtului și tenului și sunt indicate pentru uz cosmetic fără prescripție medicală.

OBSERVAȚII PRIVIND UTILIZAREA

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, trebuie citite în întregime aceste informații de siguranță și manualul produsului. Vă rugăm să vă asigurați că păstrați o copie a ambelor documente, deoarece acestea conțin informații importante privind utilizarea în siguranță, precum și informații tehnice și juridice. Dispozitivul este un produs de îngrijire a pielii pentru adulți și nu un dispozitiv medical sau un produs cu proprietăți medicale sau alte proprietăți curative. Utilizarea dispozitivului trebuie să respecte întotdeauna recomandările personalizate ale aplicației din aplicația GESKE Beauty App.

Specificații

Materiale: ABS, silicon, aliaj de zinc | **Temperatura de depozitare:** -5 - +60 °C/23-140 °F | **Baterie:** Li-Ion 3.7V | **Capacitatea bateriei:** 220 mAh | **Curent maxim de încărcare:** 220 mA | **Tensiune de încărcare:** 5V | **Temp de încărcare:** aprox. 2,5 ore | **Tempul de funcționare diferă în funcție de tehnologiile și intensitățile activate.** | **Interfață:** USB | **Programe:** Vibrație: 3 niveluri de viteză, MicroCurrent: 3 intensități

Produsul nu este potrivit pentru utilizarea în următoarele condiții:

Dacă aveți implantat un dispozitiv medical sau un alt dispozitiv electronic, cum ar fi un stimulator cardiac, după un tratament cu laser sau exfoliere chimică și după o operație cosmetică facială.

În următoarele cazuri, este necesară o consultare cu un medic pentru a stabili dacă produsul este potrivit pentru utilizare:

Dacă suferiți de o boală cardiacă și în caz de sarcină. Siguranța utilizării în timpul sarcinii nu a fost stabilită.

Informații suplimentare despre utilizare:

Înainte de a utiliza MicroCurrent Face-Lift Technology, produsul trebuie să fie complet uscat. Utilizați MicroCurrent Face-Lift Technology numai în combinație cu gelul hidratant MicroCurrent GESKE. Nu folosiți funcția MicroCurrent în zona pieptului, în jurul ochilor, pe linia mediană a gâtului, în zona genitală/inghinală sau pe pielea roșie și inflamată, peste semne din naștere și vase de sânge umflate. Nu se cunosc informații despre efectele pe termen lung ale MicroCurrentului. Ca urmare a stimulării nervului optic, se poate percepe o lumină intermitentă în timpul utilizării. Dacă acest lucru persistă atunci când nu utilizați produsul, consultați un medic. În timpul utilizării poate apărea o ușoară senzație de furnicături. Diminuați intensitatea MicroCurrentului pentru a reduce sau elimina furnicăturile. Este posibil ca dispozitivele electronice de monitorizare să nu funcționeze corespunzător în timpul utilizării dispozitivului. Nu folosiți niciodată produsul în timp ce conduceți sau folosiți utilaje grele. Nu inserați niciun obiect ascuțit în orificiile produsului. Produsul poate fi utilizat numai cu un adaptor de tensiune foarte josă de siguranță (SELV). Recomandăm utilizarea surselor de alimentare standard IEC60335 pentru a încălzi dispozitivul. Nu utilizați produsul pe pielea iritată sau vătămată sau pe rani deschise (după orice fel de leziune), în cazul infecțiilor bacteriene sau virale ale pielii (atât în zona de utilizare, cât și în alte zone). Acest produs nu este destinat să trateze boli sau afecțiuni medicale ale pielii. Dacă aveți afecțiuni medicale ale pielii sau boli, consultați medicul dermatolog înainte de a utiliza acest produs. Nu utilizați produsul dacă este 1) neobișnuit de cald, 2) deteriorat sau deformat mecanic, 3) decolorat. Dacă apare durere și/sau disconfort în timpul utilizării, întrerupeți utilizarea și solicitați sfatul medicului. Zona ochilor este foarte sensibilă: Fiți deosebit de atenți în această zonă și evitați orice contact al produsului cu pleoapele sau cu ochiul însuși. Utilizați produsul numai așa cum este recomandat în rutina dvs. personalizată. Din motive de igienă, vă recomandăm să nu împărțiți produsul cu nimeni altcineva. Produsul este destinat utilizării cosmetice pe față, gât și decolteu. GESKE nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele dăunătoare care decurg din utilizarea pe alte zone ale corpului sau alte utilizări necorespunzătoare, conectarea la surse de tensiune necorespunzătoare, lichide conducătoare contaminate sau bile. Asigurați-vă întotdeauna că ștecherul și priza sunt complet uscate înainte de încărcare. În caz contrar, se pot produce șocuri electrice, un scurtcircuit sau un incendiu. Produsul nu trebuie utilizat în timp ce este conectat la priză.

Avertizări

Pericol de rănire dacă este utilizat incorect

Utilizați produsul numai așa cum este descris în Ghidul de pornire rapidă și în instrucțiunile video. Dacă mai aveți întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți la support@geske.com.

Pericol de rănire din cauza flăcărilor/aprinderii!

Nu stingeți produsul cu apă. Nu aruncați produsul în foc.

Risc de rănire din cauza bateriilor defecte!

Manipularea necorespunzătoare a bateriilor poate provoca o reacție exotermă necontrolată. În acest caz, aruncați întregul produs imediat și în mod corespunzător.

Pericol de rănire a copiilor!

Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

Pericol de rănire prin electrocutare!

Lichidul poate deteriora circuitul de încărcare și vă poate pune în pericol sănătatea. Deconectați produsul de la cablul/circuitul de încărcare în timpul curățării.

Pericol de deteriorare din cauza câmpurilor magnetice!

Câmpurile magnetice pot afecta componentele mecanice și electronice, cum ar fi, de exemplu, stimulatoarele cardiace. Nu utilizați produsul direct peste un stimulator cardiac. Contactați medicul curant pentru mai multe informații. Nu așezați carduri cu benzi magnetice (de exemplu, carduri de credit) în apropierea produsului, deoarece magnetii produsului le pot deteriora.

Risc de deteriorare din cauza schimbării temperaturii ambientale!

Modificarea temperaturii ambientale (de exemplu, după transport) poate duce la formarea condensului. În acest caz, nu utilizați produsul până când nu s-a adaptat la noua temperatură ambientală. Nu expuneți niciodată produsul la lumina directă a soarelui, la căldură extremă sau la apă clocotită.

Utilizare în siguranță până la o temperatură ambientală de 50 °C/122 °F.

Risc de deteriorare din cauza încălzirii prea lungi!

Deconectați cablul de încărcare de la circuit după fiecare proces de încărcare.

Încărcare sigură până la o temperatură ambientală de 45 °C/113 °F.

Informații despre eliminarea dispozitivului și DEEE. Acest aparat electric a fost lansat pentru prima dată după 13 august 2005. În conformitate cu Directiva europeană DEEE și cu reglementările naționale, aparatele electrice și piesele electronice incluse în această livrare nu trebuie eliminate prin gunoii menajer. La sfârșitul duratei de viață a produsului, acestea trebuie aruncate la un punct de colectare municipal pentru a asigura o eliminare ecologică.

Observații privind bateriile / bateriile reîncărcabile

Utilizare în siguranță până la o temperatură ambientală de 50 °C/122 °F.

Risc de deteriorare din cauza încălzirii prea lungi!

Deconectați cablul de încărcare de la circuit după fiecare proces de încărcare.

Încărcare sigură până la o temperatură ambientală de 45 °C/113 °F.



Informații despre eliminarea dispozitivului și DEEE. Acest aparat electric a fost lansat pentru prima dată după 13 august 2005. În conformitate cu Directiva europeană DEEE și cu reglementările naționale, aparatele electrice și piesele electronice incluse în această livrare nu trebuie eliminate prin gunoii menajer. La sfârșitul duratei de viață a produsului, acestea trebuie aruncate la un punct de colectare municipal pentru a asigura o eliminare ecologică.

Observații privind bateriile / bateriile reîncărcabile

În contextul distribuției bateriilor și bateriilor reîncărcabile, în conformitate cu reglementările europene, suntem obligați să vă informăm pe dvs., consumatorul, despre următoarele: Sunteți obligat legal să returnați bateriile și bateriile reîncărcabile. După utilizare, le puteți returna la noi, le puteți duce la un punct de colectare municipal sau le puteți livra gratuit unui dealer local. Bateriile și bateriile reîncărcabile sunt etichetate după cum urmează:



Aceste simboluri înseamnă că bateriile și bateriile reîncărcabile nu pot fi aruncate de dvs., consumatorul, prin gunoii menajer. Bateriile și bateriile reîncărcabile care conțin substanțe nocive sunt etichetate cu unul dintre aceste simboluri. Simbolul constă dintr-un coș cu roți tăiat și simbolul chimic al metalului greu care constituie principalul poluant. În detaliu, simbolurile menționate mai sus înseamnă:

Pb = bateria conține plumb, Cd = bateria conține cadmiu, Hg = bateria conține mercur

Observații privind bateriile cu litiu/bateriile reîncărcabile

Puteți recunoaște bateriile cu litiu și bateriile reîncărcabile cu litiu prin simbolul chimic Li⁺. Pe lângă informațiile furnizate mai sus, dorim să subliniem și următoarele: Când aruncați bateriile cu litiu sau bateriile reîncărcabile, fie returnându-le la noi, ducându-le la un punct de colectare municipal sau predându-le comercianților locali sau companiilor publice de eliminare a deșeurilor, vă rugăm să vă asigurați că acestea sunt complet descărcate. De asemenea, vă rugăm să acoperiți suprafețele de contact de pe baterie marcate cu „+” și „-” cu bandă adezivă pentru a evita riscul de incendiu.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin declară prin prezenta că toate dispozitivele electronice sunt conforme cu condițiile relevante ale Directivelor europene aplicabile 2014/30/UE și 2011/65/UE.

Limitarea răspunderii

GESKE Beauty Tech GmbH și/sau comercianții cu amănuntul ai acestora sunt răspunzători pentru daunele cauzate de comportamentul intenționat sau din neglijență gravă al GESKE Beauty Tech GmbH, al unui reprezentant sau al unui agent indirect, în conformitate cu directivele legale. Cu excepția vătămării vieții, a integrității corporale sau a sănătății, precum și a încălcării obligațiilor contractuale esențiale (obligații cardinale), GESKE Beauty Tech GmbH și/sau comercianții cu amănuntul sunt răspunzători numai pentru daunele care pot fi atribuite unui comportament intenționat sau din neglijență gravă. Acest lucru se aplică și daunelor indirecte, în special profiturilor pierdute. În plus, răspunderea față de consumatori datorată unei garanții asumate, cu excepția cazului de comportament intenționat sau de neglijență gravă, sau în cazul în care există o vătămare a vieții, a integrității corporale sau a sănătății și o încălcare a obligațiilor contractuale esențiale (obligații cardinale) este limitată la daunele tipice, previzibile la încheierea contractului, precum și la nivelul daunelor medii tipice pentru acest contract. Acest lucru se aplică și daunelor indirecte, în special profiturilor pierdute. În ceea ce privește companiile, cu excepția cazurilor de punere în pericol a vieții, a integrității corporale și a sănătății sau a unui comportament intenționat sau din neglijență gravă din partea GESKE Beauty Tech GmbH și/sau a comercianților săi, răspunderea este limitată la daunele tipice, prevăzute la momentul încheierii contractului și, de asemenea, la nivelul daunelor medii tipice ale acestui contract. Acest lucru se aplică și daunelor indirecte, în special profiturilor pierdute. Nu va fi atribuită nicio răspundere pentru daunele cauzate de: Nerespectarea prezentului manual/Utilizarea necorespunzătoare/Modificări neautorizate/Modificări tehnice/Utilizarea de piese de schimb neaprobate/Utilizarea de accesorii neaprobate. Revendicările privind obligațiile de răspundere în temeiul legislației germane privind răspunderea pentru produse rămân neafectate.