

Pastrati acest manual impreuna cu manualul producatorului pentru utilizare cantarului de copii.

Cuprins

1.Introducere/2.Continut/3.Instructiuni de siguranta/4.Caracteristici produs/5.Instructiuni de utilizare/6.Intretinere
7.Specificatii tehnice/8.Informatia despre modul de reciclare si indepartare a bateriilor cat si a produsului.

1.Introducere

Avem placerea sa va felicitam pentru achizitionarea cantarului eMyScale Plus, cantar pentru nou nascuti sau copii cu o greutate pana la 20 kg.,care se poate conecta la un smartphone sau tableta via Bluetooth utilizand exclusiv prin inregistrarea la aplicatia eMyBaby pentru a urmari greutatea copilului tau.Cititi cu atentie instructiunile din acest manual impreuna cu manualul producatorului inaintea utilizarii acestui aparat.

Pastrati aceste manuale pentru utilizarii viitoare ,ele contin informatii importante.

Caracteristicile descrise in acest ghid de utilizare pot fi modificate fara nici un avertisment prealabil.

2.Continut.Un cantar/Un set de 3 baterii AAA/Un manual de instructiuni si garantie

Daca oricare din acestea lipsesc va rog contactati vanzatorul articolului.

3.Instructiuni de siguranta.Cititi cu atentie instructiunile de sigurata inaintea utilizari aparatului si pastratile pentru utilizarii viitoare.

1.Nu trebuie sa zgariati cantarul cu varfuri ascutite sau obiecte dure si evitati sa expuneti cantarul la vibratii.

2.Evitati sa cantariti obiecte grele care depasesc capacitatea maxima de cantarire a cantarului(20 kg./44lb/1.48 oz).

3.Nu stropiti spalati cu apa cantarul.Cantarul poate fi curatat cu o carpa moale si utilizand produse natural pentru curatire.

4.Protejati cu atentie cantarul.Daca suprafata este deteriorata citirile pot fi inexacte.

5.Inlocuiti bateriile cand indicatorul de pe ecran apare " LO".

6.Bateriile trebuie sa fie introduse cu polaritatea corecta in compartimentul lor.

7.Scoateti bateriile din compartimentul lor cand depozitati cantarul pentru o perioada de timp mai lunga.

8.Nu incercati sa deschideti sau sa dezambati nici o parte a aparatului exceptand compartimentul bateriilor.

9.Folositi aparatul exclusiv pentru scopul destinat.

10.Nu incercati sa reparati acest aparat de unul singur,deschiderea sau/si manipulare poate deteriora aparatul sau va poate expune la pericole.

11.Nu plasati copilul pe marginea cantarului pentru a Evita orice pericol de vatamare.

12.Protejati cantarul de impace dure,praf,chimicale ,lichide cosmetic,umiditate,evitati fluctuatiile de temperature si tineti l departe de surse de incalzire (flacara deschisa,radiatoare ,etc.)

13.Campul cu raditatie electromagnetice puternica pot provoca lipsa de acuratete a masuratorilor acestui cantar.Acest aparat trebuie folost in mod exclusive numai pentru utilizari domestice.

14.Nu reparati produsul,nu il deschideti,il puteti deteriora si strica.

N.B.Noi trebuie sa va avertizam ca modificarile , transformarile sau schimbarile la aparat care nu sunt realizate de catre departamentul tehnic Miniland nu sunt acoperite de garantia produsului.

4.Caracteristici produs

4.1.Descrierea cantarului(fig.1).a.Carcasa/.Butonul de cantarire(kg./lb./oz.)c.Butonul "HOLD"/d.Ecran LCD/e.Buton Tare

f.Buton ON/OFF/g.Compartiment baterii/h.Suporti sprijin cantar

4.2.Ecran/Display(fig.2).1.Simbol Bluetooth/2.Icon functia HOLD/3.Icon Minus/4.Icon baterii/5.Icon TARE/6.Cifre pentru masurarea greutatii

7.Icon pentru unitatea de masura.

5.Instructiuni de utilizare

5.1.Pregatire.5.1.1.Schimbarea bateriilor

Schimbarea bateriilorse face intotdeauna cand imaginea de pe display este neclara sau cand apare cuvantul"LO" pe display.

1.Scetati capacul compartimentului pentru baterii(g)localizat pe spatele cantarului.

2.Inlocuiuti bateriile tip AAA.Verificati ca bateriile sa fie conectate cu polaritatea corecta in concordanta cu imaginea de la fig 3 (manual producator).

3.Inchideti capacul compartimentului in mod corect.

Nota:Daca cantarul nu este folosit pentru o perioada mai lunga de timp,va rugam scoateti bateriile din compartiment inaintea depozitarii cantarului.

5.1.2.Mod de operare

Fiti sigur ca asezati cantarul pe o suprafata orizontala si stabile pentru a evita distrugerea aparatului s ia fi siguri ca veti realiza masuratorile si citirea corecta a greutati.

5.2.Utilizarea cantarului

1.Apasati pe butonul de pornire/oprire "ON/OFF"(f)pentru pornirea cantarului.Pe tot display ul (d) se vor aprinde pentru cateva secunde toate indicatoarele.

2.Apasati pe butonul(b)al unitati de masura("Weight Unit")cand apare "0.00"pe ecranul display ului pentru a set unitatea de masura dorita in " kg." sau " lb" sau "oz."Optiunea pentru alegerea unitati de masura trebuie sa fie selectat cand va pare pe ecran.

3. Cantarul este acum gata pentru a fi utilizat.

4.Functia "TARE"va permite sa aflati greutatea accesoriilor cum ar fi prosopul pentru a stabili si masura greutatea lor, pentru a evita o masurare eronata a greutati copilului in aceasta maniera.Trebuie mai intai sa cantaresti aceste obiecte si apoi sa apasati butonul ' TARE"(e).Cuvantul

" TARE"va apare pe display numai dupa ce tu vei palsa obiectle pe cantar si le vei cantari.

5.Plasati copilul pe cantar cand apare pe display "0.00"(kg./lb/oz.)

6.Greutate finala va fii inregistrata cand pe display va apare cuvantul" HOLD".Cantarul va reveni automat la starea initiala dupa un minut.

7. Daca copilul tau se misca in timpul procesului de cantarire tu trebuie sa folosesti functia " HOLD".Porniti cantarire(efectuati procesul de cantarire a accesoriilor uitlizand functia "TARE" cand este necesar) si plasati copilul in pozitia de masurare a greutati.Apasati butonul "HOLD" (c) si pe display se va afisa cuvantul HOLD care va licari pe display.Dupa ceva timp cuvantul HOLD care apare nu va mai licari pe (ecran)display ul cantarului si vei putea citi greutate masurata pentru copilul dvs..Cantarul va reveni automat dupa un minut la starea initiala.

NOTA

Daca plasati un obiect pe cantar inainte reveniri la starea initiala, citirea va fi "0.00" cand el revine(acesta este data de faptul ca , cantarul efectueaza automat revenirea la starea initiala.Indeprtati obiectul si pasati butonul"TARE"(e) pentru a da voie ca cantarul sa treaca in pozitia " 0.00".

5.3.Conectarea cu eMyBaby

Acest cantar se poate conecta la un smart phone sau tableta cu conexiunea Bluetooth pentru inregistrarea si monitorizarea copilului.Miniland a dezvoltat aplicatia eMyBaby disponibile ios si android care pot fi descarcate usor.In vederea descarcarii aplicatiei eMyBaby trebuie mai intari sa aveti acces la aplicatie sau sa o descarcati direct scanand codul QR care este ilustrat in catalogul producatorului.

1.O data ce aplicatia a fost instalata deschideti o,trebuie sa va logati si sa introduceti numele de utilizator si parola pentru a dobandii acces.Daca v ati facut inregistrarea deja sau a fost facuta inainte.Va reamintim ca trebuie sa receptionati un mesaj de confirmare la adresa de mail pe care ati stabilito cand v ati inregistrat.

2.Asigurati va ca,conexiunea Bluetooth cu telefonul mobil este acrivata.

3.Daca nu ati facut o inainte trebuie sa creati un profil pentu copilul la care doriti sa faceti inregistrările de greutate.Daca ati facut mergeti la „sectiunea My Baby” din meniul principal al aplicatiei eMybaby si urmati pasii aratati acolo pentru a va crea fisierul dvs.

4.Acum introduceti la sectiunea „Scales”din meniul principal si selectati profilul copilului la care ati realizat masuratorile de greutate.

5.Selectati „New Measurement”si selectati optiunea utilizand scala eMy baby Plus.

6.Simbolul conexiunii Bluetooth va apararea pe displayul cantarului.

7.Acum masuratorile de greutate ale copilului sunt indicate in sectiunea 5.2 din acest manual.Tableta sau mobilul dvs.va colecta automat masuratorile realizate de cantar.

8.Faceti Click pe Record Weith pentru a inregistra masuratorea si a pastra o in istoria masuratorilor de greutate ale copilului.

9.Dupa 1 minut de activitate cantarul se va oprii automat.

Veti putea consulta toate inregistreatile pentru a vedea progresul greutatii copilului in forma grafica comparandule cu standardul droit de dvs.

5.4.Identificarea si rezolvarea problemelor

Problema	Cauze posibile	Solutie
Telefonul mobil nu poate gasi eMyScale pentru a face citiri	Cantarul nu este pornit	Porniti cantarul prin apasarea butonului de ON/OFF
	Telefonul nu este compatibil cu sistemul de operare Bluetooth BLE4.0	Verificati compatibilitatea cu eMyScale in sectiune 7,SPECIFICATII TEHNICE
	Sistemul de operare Bluetooth nu este pornit	Verificati pornirea sistemului de operare Bluetooth
	Bateria cantarului este epuizata	Inlocuiti bateriile cantarului
	eMyScale este in afara sistemului de operare Bluetooth, nu face conectare cu telefonul mobil	Verificati campului wireless a telefonului mobil
Telefonul mobil nu va arata greutatea cand se efectueaza masuratoarea	Trebuie sa selectati optiunea de inregistrare de pe eMyBABY	Selectati optiunea de inregistrare
Greutatea citita si afisata pe telefonul mobil este incorecta	Aceasta poate fi data de interferenta in timpul transmiterii datelor	Repetati operatia de inregistrare
Cantarul nu este pornit	Bateriile sunt epuizate	Inlocuiti bateriile
	Bateriile nu au fost pozitionate corect cu polaritatea lor	Inserati bateriile in acord cu polaritatea lor
Mesajul „EEE”este aratat pe display	Greutatea maxima de 20 kg a fost depasita	Daca este posibil trebuie sa indepartati o parte din greutati de pe cantar
Mesajul aratat „LO”pe display	Nivelul bateriei este scazut	Inlocuiti batriile asa cum este arata in sectiunea 5.1.1.1
Daca mesajul „UNST” este aratat pe display	Cantarul este pozitionat pe o suprafata instabila	Plasati cantarul pe o suprafata ferma si stabila

6.Intretinere.6.1.Curatarea

Curatarea suprafetelor se va face cu o carpa moale din bumbac si utilizand produse de curatare naturale(atunci cand este necesar).

Nu utilizati solvent sau detergent abrazivi.

Nu udati niciodata cantarul.

7.Specificatii tehnice.Unitatea de masura(kg./lb./oz.)

Capacitatea maxima de cantarire:20kg./44 lb/705.48 oz..Capacitatea minima:20g/0,07 oz,0.044 lb.

Intervale de masura:5 g/0,01 lb 0,01 oz..Acuratetea: 0,03 % (din greutatea obiectului cantarit)

Indicator supra incarcare:EEE.Indicator baterie epuizata: „LO”

Functia automata de oprire-1 minut.Bluetooth BLE 4.1.

Baterii:3 x AAA 1,5 W

8.Informatia despre modul de reciclare si indepartare a bateriilor cat si a produsului.

Va rugam sa reciclati bateriile epuizate/ consummate utilizaate la acest produs cu dispozitiile legale existent in vigoare

Nu amestecati bateriile cu deseurile menaje uzuale.

In momentul in care aparatul isi pierde timpul de utilizare reciclarea si colectarea se va face conform normeleor in vigoare la punctele de colectare aferente acestui aparat.Importator: R.G.R.BUSINESS GROUP. SRL.Sos. Dudesti-Pantelimon Nr.44, Sector 3, Bucuresti

Tel: 0773318110.Email: office@innovadbaby.ro;

