

Protecție plantară

Perfect pentru protejarea și ameliorarea durerii picioarelor. Previne formarea băătăurilor și a calusurilor. Reduce durere și inflamația în acea zonă. Fabricat din silicon gel + 82% polyamide, 18% material elastic. Mod de folosire: Se introduce piciorul în pernuța de gel, inserând banda între degetul mare și cel de al doilea deget. Se spală de mână cu apă și săpun și se lasă să se usuce la aer.

Contraindicații: Dacă apar reacții alergice, se încetează folosirea dispozitivului și se cotatează medicul. Nu se va folosi pe răni deschise. A nu se păstra la îndemâna copiilor. A se păstra la temperatura camerei. Nu necesită măsuri specifice sau particulare tehnice pentru depozitare.

Distribuitor: Orkla Cederroth, SAU. Pol. Ind. Can Barri C/D no 11-12, 08415 Bigues i Riells, Barcelona, Spania

www.salvequick.com

Distribuitor în România: Maresi Foodbroker SRL,
Arad, str 9 Mai, nr 3, tel 0257-281177

SQ. 15.0