



Virus Protect

— STADA — Spray împotriva virusurilor din răceală și gripă

VirusProtect STADA

- Blochează și dezactivează virusurile care produc simptomele de răceală și gripă;
- Protejează împotriva virusurilor din cavitatea bucală.

CE ESTE VirusProtect STADA

VirusProtect STADA este un spray împotriva răcelii și gripei care acționează la nivelul cavității bucale. Este ușor de utilizat și are o acțiune rapidă.

VirusProtect STADA creează o barieră protectoare la nivelul cavității bucale. Această barieră blochează virusurile, le dezactivează și împiedică multiplicarea acestora.

INDICAȚII

VirusProtect STADA este indicat în cazul expunerii la virusuri sau imediat ce apar primele semne de răceală și gripă. Este recomandat adulților și copiilor cu vârsta peste 4 ani.

UTILIZARE RECOMANDATĂ

Tratează și atenuează răceala și gripa.

BENEFICIILE CLINICE

- Protejează împotriva virusurilor care produc simptomele de răceală și gripă
- Dacă este utilizat încă de la primele semne de răceală și gripă, poate reduce durata bolii
- Ameliorează simptomele răcelii și gripei și calmează durerile în gât

PRECAUȚII

- Nu utilizați VirusProtect STADA dacă sunteți hipersensibil/alergic la oricare dintre ingredientele produsului;
- Nu utilizați produsul în sarcină și alăptare deoarece nu există date clinice disponibile;
- Nu utilizați produsul după intervențiile chirurgicale la

nivelul cavității bucale/ gâtului decât după vindecarea rănilor și la recomandarea medicului;

- Când aplicați spray-ul nu inhalați, deoarece poate provoca iritații ale căilor respiratorii, ducând la tuse și răgușeală;
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor, pentru a preveni accidentările;
- Discutați cu un medic dacă aveți febră mare sau dacă simptomele se agravează;
- Pentru a evita răspândirea bolii, este recomandat ca produsul să fie utilizat de o singură persoană.

CONTRAINDICAȚII

- Nu există contraindicații cunoscute.

EFECTE SECUNDARE

- Nu s-au raportat efecte adverse.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului.

CUM SE UTILIZEAZĂ VirusProtect STADA

Când se utilizează

Puteți începe să utilizați VirusProtect STADA preventiv, la o posibilă expunere la virusuri, sau la apariția primelor semne de răceală și gripă. Continuați să utilizați VirusProtect STADA până la ameliorarea simptomelor.

Cum se utilizează

1. Deschideți gura și orientați duza spre gât (Figura 1)
2. Apăsati pompa și pulverizați de 2 ori (1 doză) la fiecare 2 ore, pe toată perioada cât sunteți expuși virusurilor. Puteți să utilizați produsul de cel mult 6 ori/zi.




FIGURA 1



CUM ACȚIONEAZĂ

VirusProtect conține 2 ingrediente importante: glicerol și tripsină de cod, care împreună creează o barieră eficientă cu triplă acțiune:

Blochează: Glicerolul creează o barieră tranzitorie osmotic activă care captează virusurile.

Dezactivează: Tripsina inhibă capacitatea de legare a virusurilor, făcând imposibilă intrarea în celule și infectarea acestora.

Protejează: Bariera creată de VirusProtect STADA protejează cavitatea bucală și gâtul.



BLOCHEAZĂ

DEZACTIVEAZĂ

PROTEJEAZĂ

DESCRIEREA BOLII: RĂCEALA ȘI GRIPA

Răceala și gripa sunt unele dintre cele mai frecvente infecții cauzate de virusuri care pătrund în organism prin nas, gură și gât¹. Răceala și gripa sunt cauzate de diferite virusuri (aproape 200¹), dintre care rinovirusurile sunt agenții patogeni majori.

Durata de incubație este de aproximativ 48 de ore, în funcție de tipul de virus (între 0,5 și 4,5 zile²).

Sistemul imunitar reacționează la infectarea virală printr-o reacție inflamatorie. Reacția inflamatorie provoacă simptome precum dureri în gât, tuse, nas înfundat și uneori febră și strănut.

- O răceală durează de obicei 7-10 zile¹
- Un adult are de obicei 2-5 răceli pe an³
- Un copil are de obicei 7-10 răceli pe an³

VirusProtect STADA ESTE DISPONIBIL ÎN 2 MĂRIMI DE AMBALAJ:

VirusProtect STADA 7 ml
VirusProtect STADA 20 ml

CONȚINUTUL AMBALAJULUI VirusProtect STADA

- Spray-ul format din sticlă, pompă, duză și capac de protecție;
- VirusProtect STADA conține glicerol, apă, o enzimă naturală - tripsină de cod, etanol (<1%), clorură de calciu, trometamol și mentol. Soluția nu conține zahăr,

- conservanți, gluten sau lactoză;
- Instrucțiuni de utilizare.

CONDIȚII DE PĂSTRARE ȘI DEPOZITARE

- Utilizați înainte de data de expirare indicată pe eticheta și ambalajul produsului;
- A nu se păstra la temperaturi peste 25 °C;
- Returnați produsul neutilizat la farmacie.

Explicarea simbolurilor



Consultați instrucțiunile de utilizare



Limită superioară de temperatură



A se utiliza înainte de



Codul seriei



Număr de catalog



Producător



Atenție, consultați instrucțiunile de utilizare

Data ultimei revizuirii a instrucțiunilor de utilizare: Mai 2020

Distribuit de
STADA M&D SRL
Str. Sfântul Elefterie
nr 18, etaj 1,
Parte A, sector 5,
București, România
www.stada.ro



PRODUS DE
Enzymatica AB
IDEON Science Park
SE-223 70 Lund,
Sweden
www.enzymatica.com

ColdZyme®



101021 VirusProtect STADA 20 ml
101121 VirusProtect STADA 7 ml

DISPOZITIV
MEDICAL

CE
0477

Referințe:

- ¹ Heikkinen, et al. "The common cold." The Lancet 361.9351 (2003): 51-59
² Lessler, Justin et al. Incubation periods of acute respiratory viral infections: a systematic review, The Lancet Infectious Diseases, Volume 9, Issue 5, 291-300.
³ Hull D, et al. Effects of creating a non-specific, virus-hostile environment in the nasopharynx on symptoms and duration of common cold. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2007 Apr; 27(2): 73-7.

9297081
2007
RO
L001RO-01
1083234

STADA